

EN TCS Fresh – Concentrated Dental Appliance Cleaner

Intended Use. For cleaning retainers, aligners, mouthguards, snoreguards, sportsguards, nightguards, dentures, and partial dentures.
Instructions for Use: Rinse dental appliance thoroughly under running water. Optional: Brush dental appliance gently with a soft bristle denture brush. Stir entire contents of packet into approx. 1 cup of warm water. Allow solution to stand for approx. 3 minutes to fully dissolve powder.
Once prepared, solution lasts up to 7 days (solution should be used by one user for no more than 7 days to ensure the cleaning effectiveness of the solution). Submerge dental appliance in solution for at least 30 minutes daily. Rinse dental appliance thoroughly under running water prior to re-insertion into mouth. Extremely soiled appliances may require overnight soaking. Soak dental appliances daily for optimal results.
Important. Dentures containing soft liners (flexible partials are not considered soft liners), aligners and mouthguards should not be soaked for more than 15 minutes per cleaning.* Not recommended for use on prosthetics fabricated with Ticonium® Alloy.

⚠ Caution. Do not put powder or solution in mouth. Rinse well. Cleaner contains persulfates which may cause allergic reaction. If you experience irritation due to cleaner, discontinue use and consult a healthcare professional. In case of accidental ingestion, contact a Poison Control Center. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established. Do not use if packet has been opened or damaged.

🚫 Keep out of reach of children.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Authorized European REP MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany	Manufactured by Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756 U.S.A.	
EC REP		

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Representante autorizado en la Unión Europea MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Alemania	Fabricado por Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756 U.S.A.	
EC REP		

CS TCS Fresh – Koncentrovany čistící přípravek na zubní aparáty

Použití: Čistění retainerů, rovnátek, zubních a nočních dlah, sportovních chráničů zubů a úplných a částečných zubních protéz.
Pokyny k použití: Aparát důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. Alternativně: Aparát šetrně očistěte měkkým kartáčkem na zubní náhrady. Rozmíchejte celý obsah sáčku v přibližně jednom šálku teplé vody. Nechte roztok odstát asi tři minuty, dokud se prášek zcela nerozpustí.
Přípravený roztok může používat pouze jeden uživatel, a to nejvýše 7 dní. Zajistěť se tím dostatečný čistící účinek. Aparát každý den ponořte do roztoku alespoň na 30 minut. Před vložením do úst aparát důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. Silně znečištěné aparáty může být nutné ponechat v roztoku přes noc. K zajištění optimálního čistění namačkejte aparáty do roztoku každý den.
Důležitě upozornění: Náhrady s měkkou vložkou (čímž se nemyslí pružné prvky), rovnátka a dlahy nenechávají ponořené déle než 15 minut.
* Přípravky se nedoporučuje k čistění zubních protéz ze slitiny Ticonium®.

⚠ Upozornění: Prášek ani jeho roztok nevkládejte do úst. Důkladně opláchněte. Přípravek obsahuje persyrány, které mohou způsobit alergickou reakci. Pokud po použití přípravku zaznamenáte podráždění, přestaňte jej používat a poraďte se s lékařem. V případě náhodného požití se obraťte na toxikologické středisko. Každou zavinutou příhodu, k níž v souvislosti s prostředkem dojde, je třeba hlásit výrobci a kompetentním orgánům členského státu, v němž jej uživatel a/nebo pacient používalji. Přípravek nepoužívejte, pokud je sáček otevřený či poškozený.

🚫 Uchovávejte mimo dosah dětí.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Autorizovaný zástupce v Evropě MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Německo	Výrobce Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756 U.S.A.	
EC REP		

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Autoriseret europæisk repræsentant MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Tyskland	Fremstillet af Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756 U.S.A.	
EC REP		

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Autorisierter europäischer Vertreter MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Deutschland	Hergestellt von Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756, USA	
EC REP		


ET TCS Fresh – kontsentreeritud puhastusvahend hambatarvikutele.

Kasutamine: fiksaatorite, joodajate, suukaitsete, norskamisvastaste kapede, spordikapede, oõkapede, proteeside ja osalise proteeside puhastamiseks.
Kasutusjuhised: loputage hambatarvikut põhjalikult jooksva vee all. Valikuline: harjake hambatarvikut pehmeharjase proteesiharjaga. Segage kogu pakikese sisu umbes 1 klaasitäie sooja veega. Lubage lahusel seista u kolm minutit, et pulber täielikult lahustuks.
Valmissegatud lahus säilib kuni 7 päeva (lahust peaks kasutama üks kasutaja mitte rohkem kui 7 päeva, et tagada lahuse puhastav toime). Sukeldage hambatarvik lahusesse vähemalt 30 minutiks päevas. Enne suu tagasi paigaldamist loputage tarvikut põhjalikult jooksva vee all. Väga määrundud tarvikud võivad vajada loeantmist üledõ. Parima tulemuse saavutamiseks loetage hambatarvikuid iga päev.
Oluaine. Pehmeid voodreid (painduvaid osalisi proteese ei loeta pehmeteks voodriteks) sisaldavaid hambaprotese, joodajaid ja suukaitseid ei tohi loetada üle 15 minuti puhastamise kohta.
*Ei soovitata kasutada Ticonium®-i sulamiga valmistatud proteesidel.

⚠ Hoiautus. Ärge pange pulbrit ega pulbrilahust suhu. Loputage korralikult. Puhastusvahend sisaldab persulfateid, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Kui teil esineb puhastusvahendi tõttu ärritust, loputage selle kasutamine ja pidage nõu teravishoiutõotajaga. Juhusliku allaneelamise korral võtke ühendust Mürgistusasteabekeskusega. Igašt tõsisest puhastusvahendiga seotud juhtumist tuleb teada anda tootjale ning vastava riigi pädevale võimuroganile, milles annab teada kasutaja või patsient viibid. Mitte kasutada, kui pakend on avatud või rikutud.

🚫 Hoidke väljaspool laste käeulattust.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Volitatud esindaja Euroopas MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Saksamaa	Tootja: Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756 U.S.A.	
EC REP		

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Vallutetutu edustaja Euroopassa MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Sakska	Valmistaja Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756 U.S.A.	
EC REP		

ES TCS Fresh – Limpiador concentrado de prótesis dentales

Uso previsto. Limpieza de retenedores, alineadores, protectores bucales, protectores para reducir los ronquidos, férulas deportivas, protectores bucales nocturnos, prótesis dentales y prótesis dentales parciales.
Instrucciones de uso: Enjuague minuciosamente la prótesis dental con abundante agua corriente. Opcional: Cepille la prótesis dental delicadamente con un cepillo de filamentos suaves. Vierta el contenido del paquete en un vaso de agua caliente y mezcle adecuadamente. Deje reposar la solución unos 3 minutos hasta que el polvo se disuelva por completo.
Una vez preparada, la solución puede conservarse hasta 7 días. Para garantizar una limpieza eficaz, la solución debe usarla una única persona durante un máximo de 7 días. Cada día, sumerja la prótesis dental en la solución durante 30 minutos. Antes de volver a ponerse la prótesis dental, enjuáguela en abundante agua corriente. Es posible que las prótesis dentales necesiten estar una noche entera a remojo. Sumerja la prótesis dental en la solución diariamente para lograr un resultado óptimo.
Importante. Las prótesis dentales con rebases blandos (las partes flexibles no se consideran rebases blandos), los alineadores y los protectores bucales no deben dejarse a remojo durante más de 15 minutos.* No se recomienda su uso en prótesis fabricadas con aleación de Ticonium®.

⚠ Precaución. No introduzca el polvo ni la solución en la boca. Enjuague bien. Este limpiador contiene persulfatos que podrían provocar reacciones alérgicas. Si observa algún tipo de irritación al limpiador, interrumpa su uso y consulte con un profesional sanitario. En caso de ingesta accidental, póngase en contacto con el Servicio de Información Toxicológica. En caso de accidente grave en relación con el limpiador, póngase en contacto con el fabricante y las autoridades competentes del estado miembro en el que se encuentre el usuario o paciente. No utilice el producto si el paquete está abierto o dañado.

🚫 Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Representante autorizado en la Unión Europea MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Alemania	Fabricado por Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756 U.S.A.	
EC REP		

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Représentant européen agréé MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Allemagne	Fabrique par Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756 U.S.A.	
EC REP		


DA TCS Fresh – Koncentreret rensmiddel til tandproteser og ortodontisk apparatur

Tilsligt anvendelse. Til rensning af tandbøjler, aligners, tandbeskyttere, snorkeskinner, tandbeskyttere til sport, bideskinner, proteser og delproteser.
Brugsanvisning: Skyl proteser/apparatur grundigt under rindende vand. Valgfrt: Børst tandproteser/apparatur forsigtigt med en blød børste til tandproteser. Bland ikke pakkens indhold med ca. 1 kop varmt vand. Lad opløsningen stå i ca. 3 minutter, så pulveret opløses helt.
Opløsningen kan holde i op til 7 dage efter blanding (blandingen må bruges af én bruger i højst 7 dage for at sikre opløsningens renssevne). Læg tandproteser/apparatur i blød i opløsningen i mindst 30 minutter dagligt. Skyl tandproteser/apparatur grundigt under rindende vand, før den igen placeres i munden. Meget snævede proteser/apparatur skal muligvis lægges i blød natten over. Læg tandproteserne/apparaturerne i blød dagligt for optimale resultater.
Vigtigt. Proteser med softliners (midlertidig bund) (flexible delproteser har ikke softliners), aligners og tandbeskyttere må ikke lægges i blød i mere end 15 minutter pr. rensning.* Anbefales ikke til brug på proteser, der er fremstillet med en Ticonium® legering.

⚠ Forsigtigt. Kom ikke pulver eller opløsning i munden. Skyl grundigt. Rensmiddel indeholder persulfater, som muligvis kan udløse en allergisk reaktion. Hvis produktet fremkalder irritation, skal man ophøre med brugen og konsultere en læge. Kontakt giflinjen i tilfælde af utilsigtet indtagelse. Enhver alvorlig hændelse, som finder sted i forbindelse med anordningen, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor brugen og/eller patienten er bosiddende. Må ikke bruges, hvis emballagen er blevet åbnet eller er beskadiget.

🚫 Skal opbevares utilgængelig for børn.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Autoriseret europæisk repræsentant MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Tyskland	Fremstillet af Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756 U.S.A.	
EC REP		

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Autorisierter europäischer Vertreter MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Deutschland	Hergestellt von Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756, USA	
EC REP		

FI TCS Fresh – TCS Hammaspoteesin puhdistusainetiiviste

Käyttötarkoitus. Kiinnikkeiden, paikallaan pitämismallineiden, oikaisualliteiden, suusuojien, kuraussuojien, urheiluisa pidettävien suojien, nukkuessa pidettävien suojien, hammaspoteesien ja osittaisen hammaspoteesien puhdistamiseen.
Käyttöohje: Huuhtele hammaspoteesi perusteellisesti juoksevan veden alla. Valinnaisesti: Harjaa hammaspoteesia hellävoimoin pehmeäharijaksella hammasharjalla. Sekoita pakkauksen koko sisältö noin 1 lasilliseen lämmintä vettä. Anna liuoksen olla noin 3 minuuttia, jotta jauhe ehti liueta täydellisesti.
Valmis liuos säilyy enintään 7 päivää (liuos on käytettävä yhden henkilön toimesta viimeistään 7 päivän kuluessa, jotta liuoksen puhdistusteho voidaan taata). Uputa hammaspoteesi liuokseen ja pidä sitä liuoksessa päivittäin vähintään 30 minuuttia. Huuhtele hammaspoteesi perusteellisesti juoksevan veden alla ennen suuhun palauttamista. Erittäin likaantuneet proteesit saattavat edellyttää yli yion liotusta. Liota hammaspoteeseja päivittäin puhtaan puhdistusliuoksen saavuttamiseksi.
Tärkeää. Jos hammaspoteessissa on pehmeä pintakerros (joustavia osapoteeseja ei katsota pehmeiksi pintakerroksiksi), oikaisulaite ja hammassuoja, sitä ei saa kerralla liottaa 15 minuuttia kauemmin.
* Ei suositella käytettäväksi, jos hammaspoteesin valmistuksessa on käytetty Ticonium®-seosmateriaalia.

⚠ Varoitus. Jauhetta tai jauheliuosta ei saa ottaa suuhun. Huuhdeltava huuelliisesti. Puhdistusaine sisältää persulfatteja, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Jos puhdistusaine aiheuttaa ärsytystä, lopeta sen käyttö ja ole yhteydessä lääkäriin. Jos tuotetta joutuu ensimmäisen, on heti otettava yhteyts myrkytystietokeskukseen. Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista tapaturmista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut. Tuotetta ei saa käyttää, jos pakkaus on avattu tai rikkoutunut.

🚫 Ei saa jättää lasten ulottuville.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Vallutetutu edustaja Euroopassa MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Sakska	Valmistaja Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756 U.S.A.	
EC REP		

FR TCS Fresh – Produit nettoyant concentré pour appareil dentaire

Usage prévu : Nettoyage des appareils orthodontiques, aligneurs, appareils anti-ronflement, protège-dents, notamment de sport, gouttières nocturnes, dentiers et prothèses dentaires partielles.
Notice d'utilisation : Rincez soigneusement l'appareil dentaire à l'eau courante. Facultatif : Brossez doucement l'appareil dentaire à l'aide d'une brosse spécifique à poils souples. Mélangez la totalité du contenu du sachet dans environ 20 cl d'eau tiède. Laissez reposer la solution pendant environ 3 minutes jusqu'à dissolution complète de la poudre.
Une fois préparée, la solution se conserve jusqu'à 7 jours (elle peut être utilisée par un même utilisateur pendant 7 jours au maximum, délai à ne pas dépasser pour garantir l'efficacité de la solution). Plongez l'appareil dentaire dans la solution pendant au moins 30 minutes chaque jour. Rincez soigneusement l'appareil dentaire à l'eau courante avant de le remettre en place dans la bouche. Les appareils extrêmement sales peuvent nécessiter d'être plongés dans la solution pendant une nuit. Plongez l'appareil dentaire dans la solution chaque jour pour des résultats optimaux.
Important : Les dentiers contenant des revêtements souples (les prothèses dentaires partielles flexibles ne sont pas considérées comme des revêtements souples), les aligneurs et les protège-dents ne doivent pas être plongés dans la solution pendant plus de 15 minutes par nettoyage*. Utilisation non recommandée avec les prothèses fabriquées en alliage Ticonium®.

⚠ Mise en garde : Ne mettez pas la poudre ni la solution reconstituée dans votre bouche. Rincez abondamment. Le produit nettoyant contient des persulfates pouvant causer une réaction allergique. Si le produit nettoyant vous cause une irritation, cessez de l'utiliser et consultez un professionnel de la santé. En cas d'ingestion accidentelle, contactez un centre antipoison. Tout incident grave survenu en lien avec un dispositif fait l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur ou/et le patient est établi. N'utilisez pas le produit si le sachet a été ouvert ou endommagé.

🚫 Tenir hors de portée des enfants.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Représentant européen agréé MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Allemagne	Fabrique par Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756 U.S.A.	
EC REP		


DE TCS Fresh – Reinigungskonzentrat für Zahnersatz, -spangen und -schienen

Vorgesehene Verwendung. Zur Reinigung von Zahngapsen, Aligner-Schienen, Knirscherschienen, Schnarschienen, Schutzschienen für Sport sowie Voll- und Teilprothesen.
Gebrauchsanweisung: Spange, Schiene oder Prothese gründlich unter fließendem Wasser abspülen. Optional: Spange, Schiene oder Prothese mit einer weichen Bürsteneinheitsbürste vorsichtig abbürsten. Den gesamten Packungsinhalt in ca. 1 Glas warmem Wasser auflösen. Die Lösung ca. 3 Minuten stehen lassen, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
Die Lösung ist anschließend 7 Tage haltbar (sie sollte nur von einer Person und nicht länger als 7 Tage verwendet werden, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten). Die Spange, Schiene oder Prothese täglich mindestens 30 Minuten lang in die Lösung legen. Vor dem Einsetzen in den Mund die Spange, Schiene oder Prothese gründlich unter fließendem Wasser abspülen. Bei starker Verschmutzung kann ein Einweichen über Nacht erforderlich sein. Spangen, Schienen und Prothesen sollten täglich gereinigt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Wichtiger Hinweis. Zahnersatz mit weicher Unterfüterung (flexible Teilprothesen zählen nicht dazu), Aligner- und Aufbisschienen nicht länger als 15 Minuten pro Reinigungsvorgang in der Lösung einweichen.* Nicht für Prothesen mit Ticonium®-Legierung empfohlen.

⚠ Achtung. Pulver oder Lösung nicht in den Mund nehmen. Gut abspülen. Das Reinigungskonzentrat enthält Persulfate, die eine allergische Reaktion hervorrufen können. Bei Reizung durch Kontakt mit dem Reinigungskonzentrat stellen Sie die Verwendung ein und holen Sie ärztlichen Rat ein. Bei versehentlicher Einnahme wenden Sie sich bitte an eine Giftnotrufzentrale. Jeder schwerwiegender Vorfall in Verbindung mit dem Produkt sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Nutzer und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden. Nicht verwenden, wenn die Packung geöffnet oder beschädigt wurde.

🚫 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Autorisierter europäischer Vertreter MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Deutschland	Hergestellt von Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756, USA	
EC REP		

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Autorisierter europäischer Vertreter MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Deutschland	Hergestellt von Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756, USA	
EC REP		

HR TCS Fresh – TCS koncentrirano sredstvo za čišćenje zubnih aparata

Namjena. Za čišćenje retainera, poravnivača, štitnika zuba, štitnika protiv hrkanja, štitnika za sport, noćnih štitnika, proteza i djelomičnih proteza.
Upute za uporabu: Temeljito isperite zubni aparat pod tekućom vodom. Opcionalno: Nežno četkajte zubni aparat četkicom za protezu s mekim vlaknima. Promiješajte sav sadržaj paketića u otprilike 1 šalicu tople vode. Ostavite otopinu da odstoji otprilike 3 minute da se prah u potpunosti otopi.
Nakon primpreme otopina traje do 7 dana (jedan korisnik ne bi trebao koristiti otopinu dulje od 7 dana kako bi se osigurala učinkovitost čišćenja otopine). Potopite zubni aparat u otopinu svaki dan najmanje 30 minuta. Aparat temeljito isperite tekućom vodom prije ponovnog umetanja u usta. Izrazito zaprljani aparati mogu zahtijevati namakanje preko noći.
Optimalne rezultate svakodnevno natapajte zubne aparate.
Važno. Proteže koje sadrže meke uloške (fleksibilne djelomične proteze ne smatraju se mekim ulošcima), poravnivači i štitnici zuba ne smiju se potapati duže od 15 minuta po čišćenju.* Ne preporuča se za uporabu na protetikama izrađenim od legure Ticonium®.

⚠ Opze. Prah ili otopinu praha nemojte stavljati u usta. Dobro isperite. Sredstvo za čišćenje sadrži persulfate koji mogu uzrokovati alergijsku reakciju. Ako zbog sredstva za čišćenje osjetite iritaciju, prestanite upotrebljavati i obratite se ljekaru. Obratite se centru za kontrolu trovanja ako dođe do slučajnog gutanja. Svaki ozbiljan incident koji se dogodi u vezi s proizvodvom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj je korisnik i/ili bolesnik nastanjen. Nemojte koristiti ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno.

🚫 Držite van dohvata djece.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	  	www.tcsfresh.com
Ovlašteni europski predstavnik MDSG GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Njemačka	Proizveo Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Lime Ave. Signal Hill, CA 90756 U.S.A.	
EC REP		

BG TCS Fresh – Концентриран почиствац разтвор за зъбни апарати

Предназначение. За почистване на фиксатори, алайнери, предпазители за уста, предпазители против хъркане, спортни предпазители, ношни предпазители, зъбни протези и частични зъбни протези.
Инструкции за употреба: Изплакнете зъбния апарат обилно под течаща вода. По желание: Изчеткайте нежно зъбния апарат с мека четка за зъби. Разбъркайте цялото съдържание от пакета в приблизително 1 чаша топла вода. Оставете разтвора да престои около 3 минути, за да се разтвори напълно прахчето.
След като бъде приготвен, разтворът трае до 7 дни (разтворът трябва да се използва от един потребител за не повече от 7 дни, за да се гарантира ефективността на почистването му). Потопяйте зъбния апарат в разтвора за поне 30 минути на ден. Изплакнете зъбния апарат обилно под течаща вода, преди да го поставите отново в устата. За изключително замърсени апарати може да е необходимо накикване през нощта. За оптимални резултати накиквайте зъбните апарати всеки ден.
Важно. Зъбни протези, съдържащи меки материали за подложки (гъвкавите сменяеми частични протези не се считат за меки материали), аланерите и предпазителите за уста не трябва да се потапят за повече от 15 минути при почистване.* Не се препоръчва за употреба върху протези, изработени със сплав Ticonium®.

⚠ Внимание. Не поставяйте прахчето или разтвора в устата. Изплакнете добре. Почистващият разтвор съдържа persulfати, които може да предизвикат алергична реакция. Ако почувствате раздразнение от почистващия разтвор, прекратете употребата му и се консултирайте със здравен специалист. В случай на инцидентно поглъщане, се свържете с център по токсикология. Всякакви сериозни инциденти, възникнали във връзка с устройството, трябва да бъдат докладвани на производителя и на компетентния орган в държавата членка, в която е установен потребителят и/или пациентът. Да не се използва, ако пакетът е отворен или повреден.

🚫 Дръжте далеч от достъпа на деца.

REF 4505,

IT TCS Fresh – Detergente concentrato per apparecchi dentali

Uso previsto. Per la pulizia di apparecchi di ritenzione, allineatori, paradenti, bite notturni, splint occlusali, protesi dentarie totali e parziali.
Istruzioni per l'uso: Sciacquare bene l'apparecchio dentale sotto l'acqua corrente. Facoltativo: Spazzolare con delicatezza l'apparecchio dentale con uno spazzolino da denti a setole morbide. Versare l'intero contenuto della bustina in circa 1 tazza di acqua tiepida. Lasciar riposare la soluzione per circa 3 minuti per sciogliere completamente la polvere.
Una volta preparata, la soluzione dura fino a 7 giorni (per garantire l'efficacia detergente della soluzione, la soluzione deve essere usata da una sola persona per al massimo 7 giorni). Immergere l'apparecchio dentale nella soluzione per almeno 30 minuti al giorno. Sciacquare l'apparecchio con cura sotto l'acqua corrente prima di rimetterlo in bocca. Potrebbe essere necessario lasciare a bagno gli apparecchi estremamente sporchi per una notte. Per risultati ottimali, immergere gli apparecchi dentali tutti i giorni.
Importante. Le protesi dentarie che contengono rivestimenti morbidi (le protesi parziali flessibili non sono considerate rivestimenti morbidi), gli allineatori e i paradenti devono essere immersi per al massimo 15 minuti a ogni pulizia.* Se ne sconsiglia l'uso per protesi in lega Ticonium®.

⚠ Attenzione. Non mettere la polvere o la soluzione in bocca. Sciacquare bene. Il detergente contiene persolfati che possono causare reazioni allergiche. Se si riscontra irritazione a causa del detergente, interrompere l'uso e consultare un medico. In caso di ingestione accidentale, contattare un centro antiveleni. Eventuali incidenti gravi che dovessero verificarsi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui risiede l'utente e/o il paziente. Non usare se la bustina è aperta o danneggiata.

🇺🇸 Tenere lontano dalla portata dei bambini.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Rappr. europeo autorizzato	Prodotto da	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germania</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	 <p>Gamintojas Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Igalotas atstovas europoje	Gamintojas	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Vokietija</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	


PL TCS Fresh – Skoncentrowany środek czyszczący do protez zębowych i aparatów ortodontycznych

Przeznaczenie: Czyszczenie aparatów i nakładek ortodontycznych, szyn zrywnych, aparatów przeciw chrapaniu, sportowych ochraniaczy zębów, szyn relaksacyjnych oraz częściowych i całkowitych protez zębowych.
Spósb użycia: Dokładnie opłukać protezę lub aparat pod bieżącą wodą. Opcjonalnie: Delikatnie wyczyścić protezę lub aparat szczołeczką dentystyczną z miękkim włosiem. Rozpuścić całą zawartość saszetki w ok. 1 szklance ciepłej wody. Pozostawić roztwór na ok. 3 minuty, aby proszek całkowicie się rozpuścił.
Gotowy roztwór można wykorzystać do 7 dni (skuteczność działania roztworu zapewnia stosowanie przez jedną osobę przez maksymalnie 7 dni). Zanurzony w roztworze protezę lub aparat i pozostawiaj na co najmniej 30 minut. Czynność wykonywać codziennie. Przed umieszczeniem w jamie ustnej dokładnie opłukać protezę lub aparat pod bieżącą wodą. Mocno zabrudzone akcesoria mogą wymagać pozostawienia w roztworze na całą noc. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, protezę lub aparat należy codziennie czyścić roztworem.
Ważne: Protez z miękkimi nakładkami (elementów ruchomych nie uznaje się za nakładki), nakładke ortodontycznych i ochraniaczy zębów nie należy trzymać w roztworze jednorazowo dłużej niż 15 minut.* Nie zaleca się stosowania produktu do protez wykonanych ze stopu Ticonium®.

⚠ Uwaga: Nie brać proszku ani roztworu do ust. Dokładnie opłukać. Środek czyszczący zawiera nadsiarczany magnez wywołą reakcję alergiczną. W razie wystąpienia podrażnienia spowodowanego stosowaniem środka czyszczącego należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem. W razie przypadkowego połknięcia skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruc. Wszelkie poważne zajścia związane ze stosowaniem produktu należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego użytkownika i/lub pacjenta. Nie stosować, jeśli opakowanie jest otwarte lub zniszczone.

🇺🇸 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Autoryzowany przedstawiciel na Europie	Producent	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Niemcy</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Representante Europeu Autorizado	Fabricado por	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Alemanha</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	

SL TCS Fresh – Koncentrirano čistilo za zobne pripomočke

Predvidena uporaba Za čiščenje retainerjev, zobnih aparatov, ščitnikov za zobe, pripomočkov proti smrcanju, športnih ščitnikov, nočnih opornic, protez in delnih protez.
Navodila za uporabo: Zobni pripomoček temeljito izperite pod tekočo vodo. Možnost: Zobni pripomoček nežno očistite s ščetko za proteze z mehkimii ščetinami. Celotno vsebino zavojčka vmešajte v približno 1 skodelico tople vode. Raztopino pustite stati približno 3 minute, da se prašek popolnoma raztopi.
Pripravljena raztopina zadošča za do približno 7 dni (raztopino sme uporabljati ena sama oseba, in to ne več kot 7 dni, da se ohrani čistilni učinek raztopine). Zobni pripomoček vsak dan za vsaj 30 minut potopite v raztopino. Preden pripomoček znova vstavite v usta, ga temeljito izperite pod tekočo vodo. Pri izjemno umazanih pripomočkih bo morda potrebno namakanje čez noč. Za najboljši učinek čiščenja pripomoček namakajte vsak dan.
Pomembno: Protez, ki vsebujejo mehke vložke (prožne delne proteze ne veljajo za mehke vložke), zobnih aparatov in ščitnikov za zobe pri čiščenju ne namakajte več kot 15 minut.* Ni priporočljivo za uporabo na protezah, izdelanih z zlitino Ticonium®.

⚠ Pozor: Praška ali raztopine ne dajajte v usta. Temeljito izperite. Čistilo vsebuje persulfate, ki lahko povzročijo alergijsko reakcijo. Če pride do draženja zaradi čistila, uporabo prekinite in se posvetujte z zdravstvenim delavcem. V primeru nenamernega zaužitja se obrnite na center za zastrupitve. O vsakem resnem incidentu, do katerega pride v povezavi s pripomočkom, je treba poročati pristojnemu organu države članice, v kateri biva uporabnik in/ali bolnik. Ne uporabite, če je zavojček odprt ali poškodovan.

🇺🇸 Shranjujte nedosegljivo otrokom.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Pooblaščen zastopnik za evropo	Proizvajalec	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Nemcija</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Behörig representant i eu	Tillverkad av	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Tyskland</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	

LT „TCS Fresh“ – TCS koncentruotasis dantims skirtas priemonių vaikiis

Paskirtis: Skirtas valyti likūlikimus, sulgyviaujomo įtaisams, burnos apsaugos įtaisams, apsauginiams įtaisams nuo čiudėjimo, naktiniams apsaugos įtaisams, dantų protezams, daliniams dantų protezams.
Naudojimo instrukcijos Nuskalaukite dantims skirtą priemonę tekančiu vandeniu. Pasirinktinai: Švelniai valykite dantims skirtą priemonę minkštų šerelių dantų šepetėliu. Sumaišykite visą paketo turinį maždaug 1 puodelyje šilto vandens. Leiskite tirpalui pabūti apie 3 minutes, kad visiškai ištirptų milteliai.
Paruoštas tirpalas galioja iki 7 dienų (tirpalu turintį naudotis vienas naudojotas ne ilgiau, nei 7 dienas, kad būtų užtikrintas tirpalo valomasis efektyvumas). Kasdien panardinkite dantims skirtą priemonę į tirpalą bent 30 minučių. Prieš priemonę vėl įdėdami į burną, gerai ją nuskalaukite po tekančiu vandeniu. Labai užterštą priemonę gali reikėti mirkyti per naktį. Mirkykite dantims skirtas priemones kasdien dėl optimalaus veikimo.
Svarbu. Dantų protezai, turintys minkštus pabušalus (nankštūs daliniai protezai nėra laikomi minkštais pabušalais), kamės ir burnos apsaugos neturėtų būti mirkomos viename valymui ilgiau nei 15 minučių.* Nerekomenduojama naudoti su protezais, pagamintais naudojant „Ticonium®“ lydinį.

⚠ Atsargiai. Nedėkite į burną miltelių arba tirpalo. Gerai nuskalaukite. Valiқыje yra persulfatų, kurie gali sukelti alerginę reakciją. Jei dėl valiklio jaučiate dirginimą, nusotkite naudoti ir pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu. Jei atsitiktinai nurijote, kreipkitės į apsinuodijimų kontrolės centrą. Apie bet koki rimtą incidentą, kuris būtų susijęs su prietaisu, reikia pranešti gamintojui ar kompetentingai valstybės narės tarnybai, kurioje įsikūręs vartotojas ir/arba pacientas. Nenaudokite, jei pakuotė atidaryta arba pažeista.

🇺🇸 Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Igalotas atstovas europoje	Gamintojas	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Vokietija</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Igalotas atstovas europoje	Gamintojas	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Vokietija</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	


PT TCS Fresh – Produto de limpeza concentrado para aparelhos dentários

Utilização prevista. Para limpeza de retentores, alinhadores, protetores bucais, protetores antirronco, protetores para esporte, protetores noturnos, próteses dentárias completas ou parciais.
Instruções de utilização: Enxaguar bem o aparelho dentário em água corrente. Opcional: Escovar o aparelho dentário suavemente com uma escova de cerdas macias para próteses dentárias. Agitar todo o conteúdo da saqueta em cerca de uma xícara de água morna. Deixar a solução repousar durante cerca de 3 minutos para dissolver completamente o pó.
Depois de preparada, a solução conserva-se até 7 dias (a solução deverá ser utilizada durante o prazo máximo de 7 dias para garantir a respectiva eficácia de limpeza). Mergulhar diariamente o aparelho dentário na solução durante, pelo menos, 30 minutos. Enxaguar abundantemente o aparelho dentário com água corrente antes de o voltar a colocar na boca. Os aparelhos muito sujos poderão ter de ficar imersos toda a noite. Mergulhar os aparelhos dentários diariamente para obter os melhores resultados.
Importante. As próteses dentárias com rebasamento mole (próteses parciais flexíveis não são consideradas rebasamento mole), alinhadores e protetores bucais não devem ficar mergulhados durante mais de 15 minutos em cada limpeza.* Não recomendado para utilização em próteses fabricadas em liga de Ticonium®.

⚠ Aviso. Não colocar o pó nem a solução na boca. Enxaguar bem. O produto de limpeza contém persulfatos que podem provocar reações alérgicas. Se sentir irritação devido ao produto de limpeza, interromper a utilização e consultar um profissional de saúde. Em caso de ingestão acidental, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Qualquer incidente grave relacionado com o equipamento deverá ser reportado ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-Membro em que reside o utilizador ou o paciente. Não utilizar se a embalagem tiver sido aberta ou se estiver danificada.

🇺🇸 Manter fora do alcance das crianças.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Representante Europeu Autorizado	Fabricado por	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germania</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Representante Europeu Autorizado	Fabricado por	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Alemanha</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	

SV TCS Fresh – Koncentrerat rengöringsmedel till tandproteser

Användningsområde. För rengöring av retentionsskenor, tandregleringsskenor, tandskydd, snarksenkor, sportsskenor, bettskenor för nattbruk, proteser och delproteser.
Bruksanvisning: Skölj tandställningen noggrant under rinnande vatten. Valfritt: Borsta tandställningen försiktigt med en tandborste med mjuk borst. Rör ner allt innehåll i förpackningen i ungefär 1 liter varmt vatten. Låt lösningen stå i cirka 3 minuter tills pulvret lösts upp helt.
Beredd lösning håller sig i upp till 7 dagar. För att lösningsens rengöringseffekt ska garanteras ska lösningen användas av en och samma person i högst 7 dagar. Låt tandställningen ligga i lösningen i minst 30 minuter om dagen. Skölj tandställningen noggrant under rinnande vatten innan du sätter in den i munnen igen. Mycket smutsiga tandställningar kan behöva ligga i lösningen över natten. För optimalt resultat ska tandställningen läggas i lösningen varje dag.
Obs! Tandproteser som har ett mjukt skikt (mjuka delproteser räknas inte som mjuka skikt), tandregleringsskenor och bettskenor ska ej ligga i lösningen i mer än 15 minuter per rengöringsstillfälle. * Rengöringsmedlet rekommenderas ej till tandproteser som är tillverkade med en Ticonium®-legering.

⚠ Obs! Ta inte pulver eller lösning i munnen. Skölj noggrant. Rengöringsmedlet innehåller persulfater som kan ge en allergisk reaktion. Om huden blir irriterad p.g.a. rengöringsmedlet, ska du sluta att använda det och kontakta sjukvården. I händelse av oavsiktligt intag ska du kontakta Giftinformationscentralen. Eventuella allvariga biverkningar som uppkommer i samband med lösningen ska rapporteras till tillverkaren och behörig myndighet i landet där användaren och/eller patienten är bosatt. För ej användas om förpackningen är bruten eller skadad.

🇺🇸 Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Behörig representant i eu	Tillverkad av	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Tyskland</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Europese gemachtigde	Geproduceerd door	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Duitland</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	

LV TCS Fresh – Koncentrēts zobārstniecības ierīču tīrīšanas līdzeklis

Paredzētais lietojums. Fiksatoru, līdzinātāju, zobu aizsargu, krāskšanas novēršanas līdzekļu, sporta aizsargu, nakts aizsargu, zobu protežu un daļēju zobu protežu tīrīšanai.
Lietošanas instrukcija: Rūpīgi noskalojiet zobārstniecības ierīci tekošā ūdenī. Papildus: Sausdiņģi notīriet zobārstniecības ierīci ar mikstu zobu protežu suku. Visu pacīņas saturu izšķīdiniet apm. 1 glāzē silta ūdens. Laujiet šķīdumam nostāvēties apm. 3 minūtes, lai pulveris pilnībā izšķīst.
Pēc pagatavošanas šķīdums ir derīgs maksimāli 7 dienas (vienam cilvēkam šķīdums jālieto ne vairāk kā 7 dienas, lai tas nodrošinātu efektīvu tīrīšanu). Katru dienu iegremdējiet zobārstniecības ierīci šķīdumā vismaz uz 30 minūtēm. Pirms vietāsomas mutē ierīci rūpīgi noskalojiet tekošā ūdenī. Loti netīras ierīces var būt nepieciešams mērcēt visu nakti. Lai sasniegtu optimālu rezultātu, zobārstniecības ierīces mērcējiet katru dienu.
Svarīgi! Zobu protezes ar mikstu oderejumu (elastīgas daļējās protēzes nav uzskatāmas par mikstu oderejumu), līdzinātājus un zobu aizsargus katrā tīrīšanas reizē nedrīkst mērcēt ilgāk par 15 minūtēm.* Nav ieteicams tīrīt protēzes, kas izgatavotas ar Ticonium® sakausējumu.

⚠ Uzmanību! Pulveri vai pulvera šķīdumu nedrīkst ievadīt mutē. Rūpīgi noskalojiet. Tīrīšanas līdzeklis satur persulfātus, kas var izraisīt alerģisku reakciju. Ja tīrīšanas līdzekļa dēļ rodas kairinājums, pārtrauciet līdzekļa lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Ja līdzeklis ir nejausī norīts, vēršieties Saindēšanas informācijas centrā. Par nopietniem atgadījumiem vienmēr jāziņo izgatavotājam un tās dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā lietotājs vai pacients pastāvīgi uzturas. Nelietot, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts.

🇺🇸 Sargāt no bērniem.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Pilnvarotais pārstāvis Eiropā	Izgatavotājs	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Vācija</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Pilnvarotais pārstāvis Eiropā	Izgatavotājs	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Vācija</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	

RO TCS Fresh – Agent de curățare concentrat pentru aparate dentare

Utilizare prevăzută. Pentru curățarea aparatelor dentare fixe, aparatelor dentare mobile, gutierelor de protecție, gutierelor Impoltriva sforălituri, gutierelor pentru sportivi, gutierelor de noapte, protezelor și protezelor parțiale.
Instrucțiuni de utilizare: Clătiți bine aparatul dentar sub jet de apă.
Optional: Periați ușor aparatul dentar cu o perie moale pentru proteze dentare. Amestecați întregul conținut al pachetului în aprox. 1 ceașcă de apă caldă. Lăsați soluția să stea timp de aprox. 3 min. pentru a se dizolva complet pulberea.
Soluția preparare, soluția durează până la 7 zile (soluția trebuie utilizată de către un singur utilizator timp de cel mult 7 zile, pentru a se asigura eficacitatea de curățare a soluției). Introduceți aparatul dentar în soluție timp de cel puțin 30 de minute pe zi. Clătiți bine aparatul dentar sub jet de apă înainte de reintroducerea în gură.
Aparatele extrem de murdare pot necesita înmuiere pe timpul nopții. Pentru rezultate optime, înmuiați zilnic aparatele dentare.
Important. Aparatele dentare care conțin garnituri moi (componentele parțiale flexibile nu sunt considerate garnituri moi), aparatele dentare mobile și gutierele de protecție nu trebuie înmuiate mai mult de 15 minute la o curățare.* Nu se recomandă utilizarea pe proteze fabricate cu aliaj Ticonium®.

⚠ Atenție. Nu introduceți pulbere sau soluție în gură. Clătiți bine. Agenul de curățare conține persulfati, care pot provoca reacții alergice. Dacă prezentați iritații din cauza agenului de curățare, încetați utilizarea acestuia și consultați un cadru medical. În caz de ingestie accidentală, contactați un Centru toxicologic. Orice incident grav produs în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care își are reședința utilizatorul și/sau pacientul. A nu se utiliza dacă ambalajul a fost deschis sau deteriorat.

🇺🇸 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Reprezentant autorizat în Europa	Fabricat de	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germania</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	

REF 4505, 4505-02, 4505-SLV.1	   	www.tcsfresh.com
Reprezentante Europeu Autorizado	Fabricado por	
EC REP <p>MDS GmbH-Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germania</p>	 <p>Thermoplastic Comfort Systems, Inc. 2619 Line Ave. Signal Hill, CA 90755 U.S.A.</p>	

NL TCS Fresh – Geconcentreerd reinigingsmiddel voor gebitshulpmiddelen

Beoogd gebruik. Voor het reinigen van retainers, aligners, beugels, tandbeschermers, anti-snrnkbitjes, sportbitjes, knarsbitjes, protheses, kunstgebitten en gedeeltelijke kunstgebitten.
Gebruiksaanwijzing: Spoel het gebitshulpmiddel goed af onder stromend water.
Optioneel: Borstel het gebitshulpmiddel zacht met een zachte protheseborstel. Los de volledige inhoud van de verpakking al roerend op in circa 250 ml warm water. Laat de oplossing ca. 3 minuten staan zodat de poeder volledig kan oplossen.
Na bereiding kan de oplossing maximaal 7 dagen worden bewaard (voor een effectieve reiniging mag de oplossing slechts door één gebruiker en maximaal 7 dagen worden gebruikt). Dompel het gebitshulpmiddel dagelijks ten minste 30 minuten onder in de oplossing. Spoel het gebitshulpmiddel goed af onder stromend water alvorens het weer in de mond te doen.
Extrem vervuilde hulpmiddelen moeten mogelijk een hele dag inwerken. Voor een optimaal resultaat dienen gebitshulpmiddelen dagelijks te worden ondergedompeld.
Belangrijk. Kunstgebitten met een zachte bekleding (flexibele delen worden niet als zachte bekleding gezien), aligners en gebitsbeschermers mogen maximaal 15 minuten per reinigingsbeurt worden ondergedompeld.* Niet aanbevolen voor gebruik op protheses waarin een ticonium®-legering is verwerkt.

⚠ Waarschuwing. Poeder of oplossing niet in de mond doen. Goed afspoelen. Reinigingsmiddel bevat persulfaten die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Als u irritatie ondervindt door gebruik van het reinigingsmiddel, stop dan met het gebruik en raadpleeg een professionele zorgverlener. Neem bij onoverhoort inslikken contact op met een vergiftigingscentrum. Elke ernstige gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of de patiënt woontachtig is. Niet gebruiken indien de verpakking geopend of beschadigd is.